ISE GRAM I

USO DESTINADO:
O ISE GRAM I é um Kit exclusivo para Diagnóstico “In Vitro” nos Analisadores de Eletrólitos.

CONTÉM:
Componentes Ativos:

Solução A	350 mL
Sódio (Na^+)	150.0 mmol/L
Potássio (K^+)	5.0 mmol/L
Cálcio (Ca^{++})	1.25 mmol/L

Solução B	90 mL
Sódio (Na^+)	100.0 mmol/L
Potássio (K^+)	1.8 mmol/L
Cálcio (Ca^{++})	2.5 mmol/L

Solução Referência	90 mL
Cloreto de Potássio	1.2 mmol/L

Também estão inclusos outros ingredientes não reativos necessários para a ótima operação do sistema.

CONSERVAÇÃO:
Armazenar a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:
Não refrigere. Quando usada esta unidade contém fluídos humanos (sangue, soro, urina). Prejudicial à saúde se ingerido. Evite o contato com os olhos e pele. No caso de acidente, lavar imediatamente com águaem abundância e procurar auxílio médico.

DESCARTE:
Descartar em local apropriado para dejetos potencialmente contaminados. Após a mistura com amostras de material biológico, devem ser observados os procedimentos padronizados de Boas Práticas de Laboratório para o descarte deste tipo de material.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:
Conforme manual ou instruções do fabricante do equipamento.

ANVISA: 81692610051

FABRICANTE:
Vyttra Diagnósticos S.A.
Avenida Radamés Lo Sardo, 222 - Uberaba - Bragança Paulista - São Paulo
CEP: 12908-829 CNPJ: 00.904.728/0012-09
vyttra.com

Atendimento ao cliente: 0800 703 4043

Responsável Técnico: Patricia Yamaguti **CRF-SP:** 32622

INDÚSTRIA BRASILEIRA