SOLUÇÃO ÁCIDA DE LIMPEZA

FINALIDADE:
Agente oxidante diluído, para Limpeza de agulhas em equipamentos bioquímicos

Somente para uso em diagnóstico "*In Vitro*".

INTRODUÇÃO:
Solução Ácida de Limpeza é uma solução utilizada para remover eficientemente os principais resíduos das amostras e reagentes, como proteínas, gorduras/lipídios, sais e depósitos inorgânicos e outros produtos depositados nas agulhas dos equipamentos

Os componentes presentes no Solução Ácida de limpeza promovem a remoção das sujidades através de forte ação de limpeza química. Asseguram um perfeito funcionamento de todo o sistema durante os ciclos de operação.

COMPOSIÇÃO:

Ácido clorídrico	< 1%
Água deionizada	qsp

CONSERVAÇÃO:
Armazenar a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

INDICAÇÃO:
Utilizado em equipamentos bioquímicos automáticos.

Produto pronto para uso.

PRECAUÇÕES:
Agente oxidante, irritante.
Evitar o contato com os olhos a pele e a roupa.
Não inalar e lavar as mãos após a manipulação.
Usar somente de acordo com o manual de operação do instrumento.

CUIDADOS:
Evitar o contato excessivo. Não reaproveitar a embalagem.

PRIMEIROS SOCORROS:
Em caso de contato com os olhos lavar imediatamente com água em abundância e procurar auxílio médico.

DESCARTE:
Descartar em local apropriado para dejetos potencialmente contaminados. Após a mistura com amostras de material biológico, devem ser observados os procedimentos padronizados de Boas Práticas de Laboratório para o descarte deste tipo de material.

APRESENTAÇÃO:

	REFERÊNCIA	VOLUME	CONTEÚDO
Solução ácida de Limpeza	VYT010307197EN	200	2 x 100 mL

ANVISA: Produto não regulado pela ANVISA, conforme a RDC nº 830 de 06/12/2023

FABRICANTE:
Vyttra Diagnósticos S.A.
Avenida Radamés Lo Sardo, 222 - Uberaba - Bragança Paulista - São Paulo
CEP: 12908-829 CNPJ: 00.904.728/0012-09
vyttra.com

Atendimento ao cliente: 0800 703 4043

Responsável Técnico: Patricia Yamaguti
CRF-SP: 32622

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO:


Data de Fabricação


Data de Validade


Limite de Temperatura


Código do Produto