AUTO DESPRO

FINALIDADE:
Agente oxidante diluído, para desproteinização de aberturas e sistemas hidráulicos em equipamentos de análises clínicas.
Somente para uso em diagnóstico "*In Vitro*".

INTRODUÇÃO:
Auto Despro é uma solução utilizada para desproteinização de aberturas e sistemas hidráulicos de aparelhos que processam amostras de sangue total em especial os equipamentos Hematológicos.

Os componentes presentes no Auto Despro promovem a remoção das proteínas em conjunto com as gorduras normalmente encontradas no sangue processado, através de forte ação de limpeza química. As propriedades fungicidas e bactericidas do Auto Despro são responsáveis por uma completa descontaminação das tubulações, banhos, aberturas e células de fluxo, que aliada a ação desproteinizante, asseguram um perfeito funcionamento de todo o sistema durante os ciclos de operação.

COMPOSIÇÃO:

Hipoclorito de sódio	< 10%
Hidróxido de sódio	< 5 N
Água deionizada	qsp

CONSERVAÇÃO:
Armazenar a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

INDICAÇÃO:
Utilizado em equipamentos hematológicos automáticos e outros equipamentos automáticos de análises clínicas.

- Para equipamentos Hemacounter SL e Hemacounter 60: Deve ser realizada uma diluição com água deionizada de 1:4 do produto antes do uso.
- Para outros equipamentos de hematologia: **Produto pronto para uso**.
- Para outros equipamentos: consultar protocolo de utilização aplicável com o Atendimento ao Cliente: 0800 703 4043.

PRECAUÇÕES:
Forte agente oxidante, irritante. Evitar o contato com os olhos a pele e a roupa. Não inalar e lavar as mãos após a manipulação. Usar somente de acordo com o manual de operação do instrumento.

CUIDADOS:
Evitar o contato excessivo. Não reaproveitar a embalagem.

PRIMEIROS SOCORROS:
Em caso de contato com os olhos lavar imediatamente com água em abundância e procurar auxílio médico.

DESCARTE:
Descartar em local apropriado para dejetos potencialmente contaminados. Após a mistura com amostras de material biológico, devem ser observados os procedimentos padronizados de Boas Práticas de Laboratório para o descarte deste tipo de material.

APRESENTAÇÃO:
1 Frasco com 50mL

	Apresentação comercial
HMG011206487EN	1 X 50 mL
HMG060603126EN	1 x 500 mL

ANVISA: 81692610068

Fabricante:
Vyttra Diagnósticos S.A.
Avenida Radamés Lo Sardo, 222 - Uberaba -
Bragança Paulista - São Paulo
CEP: 12908-829 CNPJ: 00.904.728/0012-09
vyttra.com

Atendimento ao cliente: 0800 703 4043

Responsável Técnico: Patricia Yamaguti
CRF-SP: 32622

INDÚSTRIA BRASILEIRA