AUTO DESPRO (PROBE CLEANSER)

IVD **Somente para uso em diagnóstico "In Vitro"**

FINALIDADE

Agente oxidante diluído, para desproteinização de aberturas e sistemas hidráulicos em equipamentos hematológicos.

INTRODUÇÃO

Auto Despro (Probe Cleanser) é uma solução utilizada para desproteinização de aberturas e sistemas hidráulicos de aparelhos que processam amostras de sangue total em especial os equipamentos Hematológicos.

Os componentes presentes no Auto Despro (Probe Cleanser) promovem a remoção das proteínas em conjunto com as gorduras normalmente encontradas no sangue processado, através de forte ação de limpeza química. As propriedades fungicidas e bactericidas do Auto Despro são responsáveis por uma completa descontaminação das tubulações, banhos, aberturas e células de fluxo, que aliada a ação desproteinizante, asseguram um perfeito funcionamento de todo o sistema durante os ciclos de operação.

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de sódio	< 10%
Hidróxido de sódio	< 1%
Água deionizada	qsp

CONSERVAÇÃO

Armazenar a temperatura ambiente (15°C a 30°C).

INDICAÇÃO

Utilizado em equipamentos hematológicos automáticos.

Produto pronto para uso.

PRECAUÇÕES

Forte agente oxidante, irritante. Evitar o contato com os olhos a pele e a roupa. Não inalar e lavar as mãos após a manipulação. Usar somente de acordo com o manual de operação do instrumento.

CUIDADOS

Evitar o contato excessivo. Não reaproveitar a embalagem.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos lavar imediatamente com água em abundância e procurar auxílio médico.

DESCARTE

Descartar em local apropriado para dejetos potencialmente contaminados. Após a mistura com amostras de material biológico, devem ser observados os procedimentos padronizados de Boas Práticas de Laboratório para o descarte deste tipo de material.

APRESENTAÇÃO

1 Frasco com 50mL

Produto não regulado pela ANVISA, conforme a RDC nº 830, de 06/12/2023

Código: VYT010607445EN

Fabricante:
Vyttra Diagnósticos S.A.
Avenida Radamés Lo Sardo, 222 - Uberaba
Bragança Paulista - São Paulo
CEP: 12908-829 CNPJ: 00.904.728/0012-09
vyttra.com

Atendimento ao cliente: 0800 703 4043

Responsável Técnico: Patricia Yamaguti
CRF-SP: 32622

Revisão 03 - 09/2025