



AUTOIMUNIDADE



Reconhecida por reumatologistas de todo o mundo, a linha de autoimunidade compreende desde a triagem para autoanticorpos até painéis autoimunes complexos.

Autoimunidade

EQUIPAMENTOS



Microscópio EPI LED Theia-I

- Iluminação LED sistema EPI fluorescência.
- Vida útil da lâmpada > 30 mil horas.
- Para leitura manual de imunofluorescência FITC.
- Possibilidade de outras linhas por essa metodologia (Ex.: FTA abs).
- Opcional: trinocular com câmera.
- 4 objetivas: 4, 10, 40, 100X.



AFT 2000

- Processador automatizado da metodologia imunofluorescência (diluição, dispensação, incubação e lavagem).
- Equipamento mais rápido da categoria.
- Possibilidade de criação de protocolos personalizados.
- Versão de 96 e 160 amostras.



AP 32

- Processador automatização da metodologia imunofluorescência (diluição, dispensação, incubação e lavagem).
- Possibilidade de criação de protocolos personalizados.
- Até 528 testes/ciclo.
- Capacidade para 250 amostras.
- Até 8 protocolos simultâneos.

Image Navigator

- Sistema de leitura automatizada para imunofluorescência.
- Para FAN/ANCA/anti-DNA.
- 84 amostras/ciclo.
- 35 segundos/amostra.
- Carregamento contínuo.
- 4 imagens/campo.

Autoimunidade

REAGENTES

PAINEL DIABETES

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Anti GAD	ELISA	96
Anti-insulina	ELISA	96
IFI ICA	IFI	50/100

PAINEL GASTROENTEROLÓGICO

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Antigliadina deaminada - DGP IgA	ELISA	96
Antigliadina deaminada - DGP IgA	ELISA	96
Antigliadina deaminada - DGP IgG	ELISA	96
Antigliadina IgA	ELISA	96
Antigliadina IgG	ELISA	96
Antitransglutaminase tecidual IgG	ELISA	96
IFI EMA IGA	IFI	50/100
IFI EMA IGA	IFI	50/100

PAINEL HEPATO-BILIAR

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
LIVER 9 LINE 2ª geração	IBLOT	8/16

PAINEL MIOSITES

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Miosites Plus	IBLOT	8/16

PAINEL TIREOIDIANO

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Anti TG	ELISA	96
Anti TPO	ELISA	96
Tireoglobulina	ELISA	96

PAINEL REUMATOLÓGICO

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
ANA Screen	ELISA	96
Antialfa Fodrin IgG/IgA	ELISA	96
Anti C1-q	ELISA	96
Anti CCP-hs	ELISA	96
Anticentrômero B	ELISA	96
Anti ds-DNA	ELISA	96
Anti-histona	ELISA	96
Anti Jo-1	ELISA	96
Antinucleossomo	ELISA	96
Anti P Ribossomal	ELISA	96
Anti RNP/Sm	ELISA	96
Anti RNP-70	ELISA	96
Anti SCL-70	ELISA	96
Anti Sm	ELISA	96
Anti SS-A/Ro	ELISA	96
Anti SS-B/La	ELISA	96
Anti ss-DNA	ELISA	96
ENA 4 Profile	ELISA	96
ENA 6 Profile	ELISA	96
ENA Combi	ELISA	96
ENA Screen	ELISA	96
Fator reumatoide IgG	ELISA	96
Fator reumatoide IgM	ELISA	96
HEp-2000	IFI	280/2100
IFI ASMA	IFI	50/100
IFI COMBI DOUBLE	IFI	50/100
IFI COMBI TRIPLE	IFI	50/100
IFI HEp-2	IFI	100/240
IFI HMA	IFI	50/100
IFI LKM	IFI	50/100
IFI NDNA	IFI	50/100

PAINEL REUMATOLÓGICO

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
NDNA	IFI	280
HEp-2000	IMUNOPEROXIDASE/COLORZYME	280
NDNA	IMUNOPEROXIDASE/COLORZYME	280
ANA Detect	ELISA	96
NÚCLEO 9 LINE	IBLOT	8 ou 16

PAINEL TROMBOSES

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Anti Annexin V IgG/IgM	ELISA	96
Antibeta 2 Glicoproteína I IgA	ELISA	96
Antibeta 2 Glicoproteína I IgG/IgM	ELISA	96
Antibeta 2 Glicoproteína I Screen	ELISA	96
Anticardiolipina IgA	ELISA	96
Anticardiolipina IgG/IgM	ELISA	96
Anticardiolipina Screen	ELISA	96
Antifosfatidil Serina IgG/IgM	ELISA	96
Antiprotrombina IgG/IgM	ELISA	96

PAINEL VASCULITES

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
ANCA FORMALINA	IFI	70
ANCA L ETANOL	IFI	70
ANCA Screen	ELISA	96
Anti GBM	ELISA	96
Anti MPO (P-ANCA)	ELISA	96
Anti Pr-3 (C-ANCA)	ELISA	96

OUTROS

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Beta 2 microglobulina	ELISA	96
LÂMINA FITC - QC	IFI	96



T +55 (11) 4280.7500 | vyttra.com