




HEMATOLOGIA



Linha de reagentes e controles para equipamentos Abbot, Mindray, Hemacounter. Reagentes para equipamentos Horiba, Beckman Coulter e Sysmex. Linha controles Streck. Linha corantes Colorgram.

Hematologia

EQUIPAMENTOS



Hemacounter 60

- 3 partes.
- Reagente nacional.
- 60 amostras/hora.
- 20 parâmetros.
- Volume de amostra: 20ul – WBC (leucócitos totais), Lym#, Lym%, Mid#, Mid%, Gran#, Gran%), RBC (hemácias), HGB (hemoglobina), MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR.



Slideink II

- Velocidade 60 lâminas/hora.
- Carregamento contínuo.
- Carga 25 lâminas.
- Comando automático de alerta para falta de reagentes.
- Função prime para todos os reagentes.
- As lâminas são liberadas secas e prontas para a microscopia.



NÚMERO DE REGISTRO
MP12SEP2016 – EXP. DATE: 12-SEP-2018
RMS: 80146501507

CELL Dyn Ruby

- 5 partes.
- Apenas 3 reagentes.
- Identifica células de malária.
- 84 amostras/hora.
- Plaqueta ótica.
- Volume de amostra: 230 ul (no tubo fechado) / 150 ul (no tubo aberto).
- Parâmetros reportáveis: WOC, NOC, NEU#, NEU%, LYN#, LYN%, MONO#, MONO%, EOS#, EOS%, BASO#, BASO%, BAND#, BAND%, IG#, IG%, VARLYN#, VARLYN%, BLAST#, BLAST%, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, Retic#, Retic%, IRF%.

Emerald

- 3 partes.
- 60 amostras/hora.
- 18 parâmetros.
- Metodologia: impedância eletrônica.
- Volume de amostras: 20 ul.

Hemacounter Vet

- Equipamento veterinário.
- 3 partes.
- Reagente nacional.
- 12 espécies de animais.
- 20 parâmetros.

Hematologia

REAGENTES

3 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
BC-3D	Controle para BC 3000, 3200, 3600, 20S e 30S	6 x 3 ml, 3 x 3 ml
lDetergente 3 Diff	Detergente para CellDyn 1400 / 1700	21 l
Diluentes 3 Diff	Diluyente para CellDyn 1400 / 1700	20 l
Hemoclean LMG	Detergente para HC60/Micros 60/Micros 45/	1 l
Hemolise Diff	Lisante para KX 21	500 ml
Hemolise LMG	Lisante para HC60/Micros 60/Micros 45/	1 l
Hemoton Diff	Diluyente para KX 21	20 l
Hemoton LMG	Diluyente para HC60/Micros 60/Micros 45/	20 l
Lyse 3 Diff	Lisante para CellDyn 1400/ 1700	4 l
Para 12 Extend	Controle para CD 1400/1700/HC 60/Micros 60/T890	3 x 2,5 ml

3 E 5 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Hemoton Spec	Diluyente para BC T890/STKS/GENS/LH	20 l
Hemoclean Spec	Detergente para BC T890/STKS/GENS/LH	5 l
Hemolise Spec	Lisante para BC T890/STKS/GENS/LH	1 l
Hemolise Spec	Lisante para BC T890/STKS/GENS/LH	1 l

5 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Basogram	Lisante para Pentra 60/80	1 l
Basogram	Lisante para Pentra 60/80/120	5 l
Cal - Chex A Plus	Calibrador CD 3000/3200/3500/3700/Ruby	1 x 3 ml
Cleangram	Detergente para Pentra 60/80/120	1 l
Detergente 5 Diff	Detergente para CellDyn 3500/3700	20 l
Diluyente 5 Diff	Diluyente para CellDyn 3000/3500/3700	20 l
Diluyente Gram	Diluyente para Pentra 60/80/120	20 l
Diluyente Sheat 5 Diff	Diluyente para CellDyn 3200/Ruby	20 l
Ecolise	Lisante para Pentra 60/80/120	1 l
Ecolise	Lisante para Pentra 60/80	400 ml
Eosinogram	Lisante para Pentra 60/80/120	1 l
Granlatec 1	Controle látex para STKS/GENES/LH	5 x 16 ml
Granlatec 2	Controle látex para STKS/GENES/LH	5 x 16 ml
Hemoclean Enzimático	Detergente enzimático para linha CellDyn	2 x 5 ml
Hemopack	Estabilizante para BC STKS/GENES/LH	Kit
Lyse 5 Diff	Lisante para CellDyn 3000	10 l
Lyse NOC	Lisante para CellDyn 3200/Ruby	4 l

5 PARTES


PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Lyse WBC	Lisante para CellDyn 3200/Ruby	4 l
Para 12 plus	Controle para CD 3000/3200/3500/3700/Ruby	3 x 3,0
Probe Cleanser	Detergente para agulha 5 partes	1 x 50 ml
SC CAL PLUS	Calibrador para BC 5 partes	1 x 3 ml, 2 x 3 ml, 3 x 3 ml, 6 x 3 ml
Sheat Leucoprotetor	Lisante para CellDyn 3000/3500/3700	10 l
Stack Chex	Controle para STKS, GENES/LH	3 x 9,0

CORANTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Corantes Colorgram	Corante para Slide Ink I e II	Pack
Corantes Colorgram	Corante para corador automatizado	5 l



HEMATOLOGIA



Linha de reagentes e controles para equipamentos Abbot, Mindray, Hemacounter. Reagentes para equipamentos Horiba, Beckman Coulter e Sysmex. Linha controles Streck. Linha corantes Colorgram.

EQUIPAMENTOS



Hemacounter 60

- 3 partes.
- Reagente nacional.
- 60 amostras/hora.
- 20 parâmetros.
- Volume de amostra: 20ul – WBC (leucócitos totais), Lym#, Lym%, Mid#, Mid%, Gran#, Gran%), RBC (hemácias), HGB (hemoglobina), MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR.



Slideink II

- Velocidade 60 lâminas/hora.
- Carregamento contínuo.
- Carga: 25 lâminas.
- Comando automático de alerta para falta de reagentes.
- Função prime para todos os reagentes.
- As lâminas são liberadas secas e prontas para a microscopia.



BC 6800

- 5 partes
- Corador acoplado opcional.
- 125 amostras/hora (90 reticulócitos/hora).
- 37 parâmetros reportáveis.
- 17 parâmetros de pesquisa sangue total.
- 7 parâmetros reportáveis fluídos biológicos.
- Baixo volume de amostra: 200 ul (no tubo fechado) / 150 ul (no tubo aberto).
- Sf - Cube Tecnologia de análise WBC, diferencial em 5 partes, NRBC, RET e PLT-O.
- Método DC-Fluxo focado para RBC e PLT.

Hemacounter Vet

- Equipamento veterinário.
- 3 partes.
- Reagente nacional.
- 12 espécies de animais.
- 20 parâmetros.

BC 3000 Plus

- 3 partes.
- 19 parâmetros + 3 histogramas.
- 60 amostras/hora.
- 19 parâmetros.
- Baixo volume de amostra: 13 ul.
- Memória para 35.000 resultados.
- Metodologia impedância elétrica.

BC 5380

- 5 partes.
- 60 amostras/hora.
- 27 parâmetros.
- Volume de amostra: 20 ul.
- Sem autoloader.
- Metodologia difração de laser combinada com coloração química e citometria de fluxo.
- Memória para 40.000 resultados.

BC 3600

- 3 partes.
- 21 parâmetros + 3 histogramas.
- Velocidade de 60 amostras/hora.
- Tubo aberto ou fechado.
- Memória para 40.000 resultados.
- Metodologia impedância.
- Volume de amostras: 20 ul.

BC 5000

- 5 partes.
- 40 amostras/hora.
- 23 parâmetros.
- Volume de amostra: 15 ul.
- Metodologia: laser de três ângulos dispersos, coloração química, citometria de fluxo.

BC 5800

- 5 partes.
- Automatizado.
- 90 amostras/hora.
- 29 parâmetros.
- Baixo volume de amostra: 180 ul (no tubo fechado) / 120 ul (no tubo aberto).
- Metodologia difração de laser combinada com coloração química e citometria de fluxo.
- Memória para 40.000 resultados.

BC 20 S

- 3 partes.
- 19 parâmetros + 3 histogramas.
- Velocidade de 40 amostras/hora.
- Memória para 200.000 resultados.
- Metodologia impedância elétrica.
- Volume sangue total 9 ul.

BC 5150

- 5 partes.
- 60 amostras/hora.
- 25 parâmetros reportáveis.
- 4 parâmetros pesquisa.
- Volume de amostra: 15 ul.
- Metodologia: laser de três ângulos dispersos, coloração química, tecnologia de citometria de fluxo.

BC 30S

- 3 partes.
- 21 parâmetros + 3 histogramas.
- 70 amostras/hora.
- 19 parâmetros.
- Memória para 500.000 resultados.
- Volume sangue total 9 ul.
- Metodologia impedância.

REAGENTES

3 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
BC-3D	Controle para BC 3000, 3200, 3600, 20S e 30S	6 x 3 ml, 3 x 3 ml
Hemoclean LMG	Detergente para HC60/Micros 60/Micros 45/	1 l
Hemolise Diff	Lisante para KX 21	500 ml
Hemolise LMG	Lisante para HC60/Micros 60/Micros 45/	1 l
Hemoton Diff	Diluyente para KX 21	20 l
Hemoton LMG	Diluyente para HC60/Micros 60/Micros 45/	20 l
M-30 CFL Lyse	Lyse para BC 3000, 3200, 3600, 20 e 30 S	1 x 250 ml
M-30 CFL Lyse	Lyse para BC 3000, 3200, 3600, 20 e 30 S	1 x 500 ml
M-30 Diluyente	Diluyente para BC 3000, 3200, 3600 20 e 30 S	1 x 20 l
M-30 Rinse	Detergente para BC 3000, 3200, 3600	1 x 20 l
M-30 Rinse	Detergente para BC 3000, 3200, 3600	1 x 5,5 l
M-30 Rinse	Detergente para BC 3000, 3200, 3600	2 x 5,5 l
M-30P Probe Cleanser	Detergente para BC 3000, 3200, 3600, 20S e 30S	1 x 17 ml
Para 12 Extend	Controle para CD 1400/1700/HC 60/Micros 60/T890	3 x 2,5 ml

3 E 5 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Hemoton Spec	Diluyente para BC T890/STKS/GENS/LH	20 l
Hemoclean Spec	Detergente para BC T890/STKS/GENS/LH	5 l
Hemólise Spec	Lisante para BC T890/STKS/GENS/LH	1 l
Hemólise Spec	Lisante para BC T890/STKS/GENS/LH	1 l

5 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Basogram	Lisante para Pentra 60/80	1 l
Basogram	Lisante para Pentra 60/80/120	5 l
BC NRBC	Controle para NRBC – BC 6800	6 x 4,5 ml, 2 x 4 ml
BC RETIC	Controle para RETIC – BC 6800	6 x 4,5 ml, 2 x 4 ml
BC-5D	Controle para BC 5000, 5150, 5300, 5380, 5500, 5800	6 x 3 ml, 3 x 3 ml
BC-6D	Controle para BC 6800	6 x 3 ml
Cal- Chex A Plus	Calibrador CD 3000/3200/3500/3700/Ruby	1 x 3 ml
Cleangram	Detergente para Pentra 60/80/120	1 l
Diluyente Gram	Diluyente para Pentra 60/80/120	20 l
Ecolise	Lisante para Pentra 60/80/120	1 l
Ecolise	Lisante para Pentra 60/80	400 ml
Eosinogram	Lisante para Pentra 60/80/120	1 l
Granlatec 1	Controle látex para STKS/GENES/LH	5 x 16 ml
Granlatec 2	Controle látex para STKS/GENES/LH	5 x 16 ml
Hemopack	Estabilizante para BC STKS/GENES/LH	Kit
M-52 Diff	Diff para BC 5000/5150	4 x 500 ml

REAGENTES

5 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
M-52 Diluente	Diluente para BC 5000/ 5150	1 x 20 l
M-52 LH Lyse	Lyse para BC 5000/ 5150	4 x 100 ml
M-53 Cleanser	Detergente para BC 5380	4 x 1 l
M-53 Diluente	Diluente para BC 5380	1 x 20 l
M-53 Leo I	Lisante para BC 5380	4 x 1 l
M-53 Leo I	Lisante para BC 5380	4 x 500 ml
M-53 Leo II	Lisante para BC 5380	4 x 200 ml
M-53 LH	Lisante para BC 5380	4 x 1l
M-53 LH	Lisante para BC 5380	4 x 500 ml
M-58 Cleanser	detergente para BC 5800	4 x 1 l
M-58 Diluente	Diluente para BC 5800	1 x 20 l
M-58 LBA	Lisante para BC 5800	4 x 1 l
M-58 Leo I	Lisante para BC 5800	4 x 1 l
M-58 Leo II	Lisante para BC 5800	4 x 500 ml
M-58 LH Lyse	Lisante para BC 5800	4 x 500 ml
M-68 DS Diluente	Diluente para BC 6800	1 x 20 l
M-68 DR Diluente	Diluente para BC 6800	4 x 1 l
M-68 FD Dye	Lisante para BC 6800	4 x 12 ml
M-68 FN Dye	Lisante para BC 6800	4 x 12 ml
M-68 FR Dye	Lisante para BC 6800	4 x 12 ml
M-68 LB	Lisante para BC 6800	4 x 1 l

5 PARTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
M-68 LD	Lisante para BC 6800	4 x 1 l
M-68 LH	Lisante para BC 6800	4 x 1 l
M-68 LH	Lisante para BC 6800	4 x 250 ml
M-68 LN	Lisante para BC 6800	4 x 1 l
Para 12 plus	Controle para CD 3000/3200/3500/3700/Ruby	3 x 3,0
Probe Cleanser	Detergente para agulha 5 partes	1 x 50 ml
SC CAL PLUS	Calibrador para BC 5 partes	1 x 3 ml, 2 x 3 ml, 3 x 3 ml, 6 x 3 ml
Sheat Leucoprotetor	Lisante para CellDyn 3000/3500/3700	10 l
Stack Chex	Controle para STKS, GENES/LH	3x 9,0

CORANTES

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Corantes Colorgram	Corante para Slide Ink I e II	Pack
Corantes Colorgram	Corante para Corador automatizado	5 l



T +55 (11) 4280.7500 | vyttra.com