



VHS



Linha exclusiva de equipamentos  
Diesse, da grande rotina à pequena,  
com amostras pediátricas.

## EQUIPAMENTOS



### Minicube

- Leitura ótica para uma sedimentação real
- Para amostra pediátrica (0,5 ml)
- Acesso randômico
- Conexão com bluetooth, PC, tablet e smartphone
- Leitor de código de barras



### VHS 30

- Leitura ótica para uma sedimentação real
- Processa até 30 amostras simultaneamente
- Resultados em 10 ou 20 minutos (depende do procedimento)
- Agitação automática das amostras
- Acesso randômico
- Disponível leitor de código de barras
- Interface bidirecional
- Correção de temperatura
- Sem reagente adicional
- Homogeneização automática



### VHS 80

- Leitura ótica para uma sedimentação real
- Alta produtividade de até 95 resultados/hora
- Carregamento contínuo de racks de suporte de amostra para um melhor fluxo de trabalho no laboratório
- Mistura automatizada de amostras, que garante a homogeneização completa de eritrócitos
- Sem reagente adicional
- Homogeneização automática



### VHS 200

- Leitura ótica para uma sedimentação real
- Capacidade de 200 amostras de sangue (humano e animal) simultâneas, com acesso contínuo e randômico
- Análise de 190 testes/hora (primeiro resultado pronto em 20 minutos; os próximos, em 18 segundos)
- Interface bidirecional
- Sem reagente adicional
- Homogeneização automática

---

## REAGENTES

### VHS

PRODUTO	DESCRIÇÃO	Nº DE TESTES
Check Device 1000	Cartão teste para os equipamentos da Linha Vescube	1.000
Check Device 5000	Cartão teste para os equipamentos da Linha Vescube	5.000
Check Device 10000	Cartão teste para os equipamentos da Linha Vescube	10.000

### CONTROLE PARA VHS

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Streack ESR Chex	Controle para VHS	2 x 9 ml

---



T +55 (11) 4280.7500 | [vyttra.com](http://vyttra.com)