




MICROBIOLOGIA



Coradores de BK e Gram
e provas de látex

Microbiologia

EQUIPAMENTOS



SLIDEINK BK

- Coloração a frio (Kinyoun)
- Aplica-se à baciloscopia de escarro direto, escarro tratado e cultura líquida
- Velocidade de 30 lâminas/hora
- Carregamento contínuo
- Carga: 25 lâminas
- Comando automático de alerta para falta de reagentes
- Função prime para todos os reagentes
- As lâminas são liberadas secas e prontas para a microscopia



SLIDEINK GRAM

- Aplica-se à coloração de gram em amostras de líquidos corpóreos e secreções em geral
- Velocidade de 60 lâminas/hora
- Carregamento contínuo
- Carga: 25 lâminas
- Comando automático de alerta para falta de reagentes
- Função prime para todos os reagentes
- As lâminas são liberadas secas e prontas para a microscopia

REAGENTES E EQUIPAMENTOS INTERLIGADOS

CORANTES MICROBIOLOGIA BK

PRODUTO	METODOLOGIA	RENDIMENTO
Colorgram BK	Kinyoun (coloração a frio)	400 lâminas

CORANTES MICROBIOLOGIA GRAM

PRODUTO	METODOLOGIA	RENDIMENTO
Colorgram Fucsina	Coloração de Gram (corante de fundo Fucsina)	400 lâminas
Colorgram Safranina	Coloração de Gram (corante de fundo Safranina)	400 lâminas

REAGENTES

LÁTEX

PRODUTO	METODOLOGIA	APRESENTAÇÃO
Phadebact CSF Controle Positivo	Aglutinação	4 x 1 ml
Phadebact GC Controle Positivo	Aglutinação	2 x 1,2 ml
Phadebact Haemophilus Teste	Aglutinação	50 testes
Phadebact Soluções de Extração	Aglutinação	50 testes
Phadebact Staph Aureus Teste	Aglutinação	100, 200 ou 400 testes
Phadebact Strep B Test	Aglutinação	100 testes
Phadebact Strep Controle Positivo	Aglutinação	6 x 1,2 ml
Phadebact Strep Teste A-D, F, G	Aglutinação	300 testes
Phadebact Teste CSF 20	Aglutinação	20 testes
Phadebact Teste Etec-LT	Aglutinação	50 testes
Phadebact Teste Monoclonal GC	Aglutinação	50 testes
Phadebact Teste Pneumococcus	Aglutinação	50 testes
Phadebact Teste Salmonela	Aglutinação	50 testes



T +55 (11) 4280.7500 | vyttra.com