


IMUNO-HEMATOLOGIA



Reagentes e equipamentos para metodologias de aglutinação em coluna, fluxo lateral e convencional em tubo, para laboratórios e bancos de sangue.

Imuno-hematologia

SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

MANUAIS



DG Therm*

Incubadora digital para o processamento dos cartões DG Gel®. Capacidade para 24 cartões.



DG Spin*

Centrífuga digital para o processamento dos cartões DG Gel®. Capacidade para 24 cartões.

SEMIAUTOMATIZADO



DG Reader*

Leitor para cartões DG Gel®.

AUTOMATIZADOS



Erytra®*

Instrumento completamente automatizado, com alta capacidade para o processamento de cartões DG Gel®.



Wadiana®*

Instrumento completamente automatizado para o processamento de cartões DG Gel®.

* Disponíveis somente nos seguintes estados: PR, MA, PI, BA, CE, RN, PB, AL e SE.

Imuno-hematologia

REAGENTES

CARTÕES DG GEL® (1)

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
DG Gel® ABO/Rh	Cartão contendo 8 microtubos para a determinação dos antígenos dos sistemas ABO, Rh (D) e determinação do grupo ABO reverso.	2 x 25 cartões
DG Gel® ABO/Rh (2D)	Cartão contendo 8 microtubos para a determinação dos antígenos dos sistemas ABO, Rh (D) e determinação do grupo ABO reverso.	2 x 25 cartões
DG Gel® Anti-D	Cartão contendo 8 microtubos para a determinação do grupo Rh (D).	1 x 25 Cartões
DG Gel® Anti-IgG	Cartão contendo 8 microtubos para testes de Coombs direto e indireto. Os testes de Coombs indiretos incluem a pesquisa e a identificação de anticorpos irregulares, provas cruzadas e autocontroles.	2 x 25 cartões
DG Gel® Confirm	Cartão contendo 8 microtubos para confirmação dos grupos sanguíneos dos sistemas ABO e Rh (D).	2 x 25 cartões
DG Gel® Coombs	Cartão contendo 8 microtubos para testes de Coombs direto e indireto. Os testes de Coombs indiretos incluem a pesquisa e a identificação de anticorpos irregulares, provas cruzadas, autocontrole e tipagem de hemácias.	2 x 25 cartões
DG Gel® DC Scan	Cartão contendo 8 microtubos para a avaliação de amostras de Coombs direto positivo (AHG, Anti-IgG, Anti-C3d e Ctl).	2 x 25 cartões
DG Gel® Neutral	Cartão contendo 8 microtubos neutros para testes em técnica salina e enzimática.	2 x 25 cartões
DG Gel® Newborn	Cartão contendo 8 microtubos para a determinação dos antígenos dos sistema ABO, Rh (D) e teste de coombs direto em recém-nascidos	2 x 25 cartões
DG Gel® Rh Pheno	Cartão contendo 8 microtubos para determinação dos antígenos do sistema Rh (Anti-C, Anti-E, Anti-c e Anti-e).	2 x 25 cartões
DG Gel® Rh Pheno + Kell	Cartão contendo 8 microtubos para a determinação dos antígenos do sistema Rh e Kell (Anti-C, Anti-E, Anti-c, Anti-e, Anti-Cw e Anti-Kell).	2 x 25 cartões

(1) Disponíveis somente nos seguintes estados: PR, MA, PI, BA, CE, RN, PB, AL e SE.

(2) Disponíveis para todo o Brasil.

REAGENTES DE HEMÁCIAS 0,8% ⁽¹⁾

PRODUTO	APRESENTAÇÃO
Identisera Diana	11 x 5 ml
Identisera Diana Extend	4 x 5 ml
Identisera Diana P	11 x 5 ml
Identisera Diana Extend P	4 x 5 ml
Serascan Diana 2	2 x 10 ml
Serascan Diana 2P	2 x 10 ml
Serascan Diana 3	3 x 10 ml
Serascan Diana 3P	3 x 10 ml
Serascan Diana 4	4 x 10 ml
Serascan Diana 4P	4 x 10 ml
Serascan Diana Dia	1 x 10 ml
Serigrup Diana A ₂	1 x 10 ml
Serigrup Diana A ₁ /B	2 x 10 ml

REAGENTES E SOLUÇÕES COMPLEMENTARES ⁽¹⁾

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
DG Gel Sol	Solução de baixa força iônica (LISS) utilizada para preparar suspensões usadas em técnicas DG Gel®.	2 x 100 ml
Diana Fluid A	Solução salina utilizada para a lavagem interna dos equipamentos.	12 x 125 ml
Diana Fluid B	Solução tensoativa utilizada para a lavagem interna dos equipamentos.	12 x 125 ml
DG Papain	Solução líquida de papaína para ensaios enzimáticos em técnica de cartões DG Gel®.	1 x 10 ml

MDMULTICARD® (1)

PRODUTO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO
Diluent F	Solução-tampão utilizada como diluente para preparar suspensões de hemácias e como solução de enxágue para a base de reações em procedimentos com o MDMulticard.	1 frasco/ 50 ml
MD Multicard ABO-D Confirm	Cartão para a determinação dos antígenos ABO, Rh e Kell em doadores.	10 cartões/ caixa
MD Multicard ABO-D Confirm para pacientes	Cartão para a determinação dos antígenos ABO, Rh e Kell em pacientes.	10 cartões/ caixa
MD Multicard ABO-D-Rh subgrupos-K para doadores	Cartão para a confirmação dos grupos sanguíneos dos sistemas ABO e Rh (D) em pacientes e doadores.	10 cartões/ caixa
MD Multicard ABO-D-Rh subgrupos-K para pacientes	Cartão para a confirmação dos grupos sanguíneos dos sistemas ABO e Rh (D) em pacientes.	10 cartões/ caixa
MD Multicard Rh subgrupos-K double	Cartão para a determinação dos antígenos do sistema Rh.	10 cartões/ caixa

CONTROLES EM IMUNO-HEMATOLOGIA (1)

PRODUTO	APRESENTAÇÃO
Essential II Control	2 x 2 x 6 ml
Extended IV Control	4 x 6 ml

TIPAGEM EM TÉCNICA CONVENCIONAL - TUBO (2)

PRODUTO	APRESENTAÇÃO
Albumina Bovina 22%	10 ml
Soro Anti-A Monoclonal	1 x 10 ml
Soro Anti-B Monoclonal	1 x 10 ml
Soro Anti-AB Monoclonal	1 x 10 ml
Soro Anti-D Monoclonal (Igm E Igg Monoclonal)	1 x 10 ml



T +55 (11) 4280.7500 | vyttra.com