

Smart Test

COV Ag



Detecção de infecção
ativa por Covid-19



Covid-19



Tempo de reação

15 min

proxima


vytra
diagnósticos



proxima

vyttra
diagnósticos

O Smart Test COV Ag é um dispositivo poderoso para o combate a pandemia de Covid-19, já que de forma rápida, permite a identificação do indivíduo infectado na fase aguda de contágio e disseminação. Possibilitando um isolamento oportuno e assim a interrupção na cadeia de transmissão.

**COV Ag**

Sensibilidade: 96,3%

Especificidade: 97,3%

Especificações:

Parâmetros	SARS-COV-2 Ag
Metodologia	Imunocromatografia
Tipo de amostra	Swab Nasal, Nasofaríngeo ou Orofaríngeo
Volume da amostra	60 µL ou 3 gotas
Tempo do teste	15 minutos
Armazenamento	2 - 30° C

Nota: O Smart Test COV Ag foi projetado para funcionar como uma ferramenta complementar para o diagnóstico de casos suspeitos de SARS-CoV-2. Os resultados do teste rápido não devem ser usados como a única base para diagnosticar, excluir infecção por SARS-CoV-2, ou informar o estado da infecção.

proxima

Siga nossas redes:



Av. Queiroz Filho, 1560 – Torre Gaivota – 4º andar
05319-000 - São Paulo, SP - BR
Tel.: +55 11 4280 7500

vyttra.com/proxima