

# Smart Test

## COV Ag Combo



Teste rápido imunocromatográfico para a detecção simultânea e diferenciação qualitativa de antígeno dos vírus SARS-COV-2, Influenza A e Influenza B.



Detecção de Antígenos

- › Covid-19
- › Influenza A
- › Influenza B



Tempo de reação

**15** min

proxima

vytra  
diagnósticos

A woman with dark hair, wearing a light blue surgical mask and a dark blue short-sleeved top, is shown in profile from the chest up. She is looking towards the right. The background is a blurred hospital ward with other people and beds.


proxima

vyttra  
diagnósticos

Os sintomas de doenças de perfil respiratório em especial a Influenza são muito similares aos do Coronavírus, o que gera dúvidas no diagnóstico clínico e merece atenção redobrada.

O Smart Test COV Ag Combo possibilita uma melhor tomada de decisão, permitindo a introdução oportuna de tratamento específico, bem como o isolamento correto e a diminuição do uso indiscriminado de antibióticos.

### Simple, rápido e seguro.



	COV Ag	Flu A	Flu B
Sensibilidade:	97,06%	90,48%	88,57%
Especificidade:	99,69%	99,44%	99,44%

### Especificações:

Parâmetros	SARS-COV-2 Ag/Influenza A/ Influenza B
Metodologia	Imunocromatografia
Tipo de amostra	Swab Nasal, Nasofaríngeo ou Orofaringeo
Volume da amostra	60 µL ou 3 gotas para cada cavidade
Tempo do teste	15 minutos
Armazenamento	2 - 30° C

**Nota:** O Smart Test COV Ag Combo foi projetado para funcionar como uma ferramenta complementar para o diagnóstico de casos suspeitos de SARS-CoV-2, Influenza A ou Influenza B. Os resultados do teste rápido não devem ser usados como a única base para diagnosticar, excluir infecção por SARS-CoV-2, Influenza A ou Influenza B, ou informar o estado da infecção.

# proxima

Siga nossas redes:



Av. Queiroz Filho, 1560 – Torre Gaivota – 4º andar  
05319-000 - São Paulo, SP - BR  
Tel.: +55 11 4280 7500

[vyttra.com/proxima](https://vyttra.com/proxima)