

Smart Test

Covid-19 Plus



Detecção de anticorpos IgM e IgG para avaliação de contato prévio com o vírus da Covid-19.




Tempo de reação

15 min

proxima

vytra
diagnósticos



	IgM	IgG
Sensibilidade:	88.7%	91.4%
Especificidade:	89.1%	94%

Especificações:

Parâmetros	SARS-COV-2 IgM e IgG
Metodologia	Imunocromatografia
Tipo de amostra	Sangue total, soro, plasma
Volume da amostra	10 uL ou 1 gota
Tempo do teste	15 minutos
Armazenamento	2 - 30°

Nota: O Smart Test Covid-19 Plus foi projetado para funcionar como uma ferramenta complementar para o diagnóstico de casos suspeitos de infecção prévia por SARS-CoV-2. Os resultados do teste rápido não devem ser usados como a única base para diagnosticar, excluir infecção por SARS-CoV-2, ou informar o estado da infecção.

proxima

Siga nossas redes:



Av. Queiroz Filho, 1560 – Torre Gaivota – 4º andar
05319-000 - São Paulo, SP - BR
Tel.: +55 11 4280 7500

vyttra.com/proxima