

Smart Test

COV nAb



O primeiro teste imunocromatográfico para detecção de anticorpos neutralizantes contra o novo Coronavírus



Controle de imunidade pós vacinação

- › Tipos de Amostras: Sangue total, Soro e Plasma
- › Sensibilidade: 98,63%
- › Especificidade: >99,9%



Tempo de reação

10 min

proxima

vytra
diagnósticos



Anticorpos Neutralizantes são aqueles que bloqueiam a entrada do vírus na célula, impedindo a replicação viral, são eles quem garantem proteção contra uma infecção.

O Smart Test CoV nAb, é um teste rápido imunocromatográfico para detecção de Anticorpos Neutralizantes contra a COVID-19, em amostra de sangue total, soro ou plasma, como forma de avaliar o nível de imunidade contra o SarS-Cov-2.

Nosso teste realiza **deteção competitiva** através do uso da porção RBD da proteína Spike e do receptor da célula humana, ECA-2, o que assegura **maior exatidão** na deteção dos anticorpos neutralizantes quando comparado aos testes não competitivos de anticorpos IgG e IgM.



Apresentação
25 testes



Armazenagem
entre 2° e 30°C

Realize o teste:


Soro ou plasma



Sangue Total



Interprete os resultados:



Possibilidade de avaliação
do grau de imunidade.

proxima

Siga nossas redes:



Av. Queiroz Filho, 1560 – Torre Gaivota – 4º andar
05319-000 - São Paulo, SP - BR
Tel.: +55 11 4280 7500

vyttra.com/proxima