vyttra diagnósticos

VYTCON BQ II

LOTE: 2501071

VAL: 11/2025

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	9,61	mg/dL	8,17	11,05	0,72
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	4,93	g/dL	4,19	5,66	0,37
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	116,8	U/L	70,1	163,5	23,4
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	165	U/L	82	247	41
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	265,00	UI/mL	132,50	397,50	66,25
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	141,5	U/L	99,1	184,0	21,3
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,89	mg/dL	2,02	3,76	0,44
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,19	mg/dL	3,36	5,03	0,42
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	13,7	mg/dL	11,7	15,8	1,1
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	241	U/L	145	337	48
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	103	mEq/dL	89	116	7
		ISE	110	mmol/L	96	124	7
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	156	mg/dL	133	179	12
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	8396	U/L	6717	10075	840
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) – compensado	3,52	mg/dL	2,11	4,93	0,70
		Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) – não compensado	3,37	mg/dL	2,02	4,72	0,67
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	196,3	ng/mL	137,4	255,1	29,4
FERRO	(FER)	Ferrozine	265	µg/dL	185	344	40
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	231	U/L	116	347	58
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	7,75	mg/dL	6,20	9,30	0,78
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	165	U/L	99	231	33
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	246	mg/dL	214	278	16
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	47,9	mg/dL	33,5	62,3	7,2
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,69	mmol/L	2,58	4,80	0,55
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	33,26	mg/dL	23,28	43,23	4,99
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato)	563	U/L	338	788	113
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	92,5	mg/dL	81,4	103,6	5,6
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	111	U/L	69	153	21
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	3,08	mg/dL	2,33	3,85	0,39
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	5,00	mg/dL	2,15	7,85	1,43
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	6,10	mEq/dL	4,88	7,32	0,61
		ISE	6,42	mmol/L	5,14	7,70	0,64
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	7,61	g/dL	6,70	8,53	0,46
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	138,0	mEq/dL	124,0	152,0	6,9
		ISE	150,0	mmol/L	135,0	165,0	7,5
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	359,00	mg/dL	345,36	372,64	6,82
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	204	mg/dL	171	237	17
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	144,9	µg/dL	101,4	188,4	21,8
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	111	mg/dL	91	131	10

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.