VYTCON BQ I

LOTE: 2502164

VAL: 09/2026

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	4,49	mg/dL	3,82	5,17	0,34
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,33	g/dL	2,83	3,83	0,25
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	47,7	U/L	28,6	66,7	9,5
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	65	U/L	32	97	16,2
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	136	UI/mL	68	204	34
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	46,8	U/L	32,7	60,8	7,02
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	0,99	mg/dL	0,69	1,28	0,15
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	1,02	mg/dL	0,61	1,43	0,20
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	8,7	mg/dL	7,4	10,0	0,65
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	145	U/L	87	203	29
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	89	mEq/dL	78	101	5,8
		ISE	92	mmol/L	80	104	6,0
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	96	mg/dL	81,8	111	7,2
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5459	U/L	4367	6551	545
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) – compensado	0,92	mg/dL	0,55	1,28	0,18
		Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) – não compensado	1,21	mg/dL	0,73	1,69	0,24
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	95,8	ng/mL	67,1	124,5	14,4
FERRO	(FER)	Ferrozine	124	µg/dL	87	161	19
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	90	U/L	45	135	22,5
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	3,69	mg/dL	2,95	4,43	0,37
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	41	U/L	24	57	8,2
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	106	mg/dL	92	120	6,9
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	27,2	mg/dL	19,0	35,3	4,1
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	1,47	mmol/L	1,03	1,91	0,22
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	13,24	mg/dL	9,26	17,21	1,99
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato)	304	U/L	182	426	61
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	59,1	mg/dL	52,0	66,2	3,5
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	62	U/L	38	85	12
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	1,82	mg/dL	1,36	2,27	0,23
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	0,51	mg/dL	0,22	0,80	0,15
POTÁSSIO	(K⁺)	Enzimático Colorimétrico	3,61	mEq/dL	2,89	4,33	0,36
		ISE	4,00	mmol/L	3,20	4,80	0,40
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	4,99	g/dL	4,39	5,59	0,30
SÓDIO	(Na⁺)	Enzimático Colorimétrico	112,0	mEq/dL	100,8	123,2	5,6
		ISE	126,3	mmol/L	113,6	138,9	6,3
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	209,00	mg/dL	201,06	216,94	3,97
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	110	mg/dL	92	127	8,8
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	137,7	µg/dL	92,2	171,2	13,2
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	34	mg/dL	28	40	3

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.