vyttra

VYTCAL MULTICALIBRADOR UNIVERSAL BIOQUÍMICA CLÍNICA

LOTE: 2505370

VALIDADE: 31/01/2027

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	VALOR	UNIDADE
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	4,88	mg/dL
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,80	g/dL
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	98	U/L
α-AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	211	U/L
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	112	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	3,00	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,66	mg/dL
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	11,7	mg/dL
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	359	U/L
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	98	mEq/dL
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	158	mg/dL
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5345	U/L
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé)	3,56	mg/dL
FERRO	(FER)	Ferrozine	220	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	219	U/L
FOSFORO	(FOS)	UV de ponto final (Fosfomolibdato)	5,39	mg/dL
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	92	U/L
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	213	mg/dL
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Lactato-Piruvato)	519,00	U/L
LACTATO DESIDROGENASE	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,65	mmol/L
			32,88	mg/dL
LIPASE	(LIP)	Enzimático colorimétrico	106	U/L
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	2,79	mg/dL
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	5,51	g/dL
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	132	mg/dL
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	95	mg/dL