vyttra

VYTCAL MULTICALIBRADOR UNIVERSAL BIOQUÍMICA CLÍNICA

LOTE: 2506472

VALIDADE: 12/2026

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	VALOR	UNIDADE
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	5,07	mg/dL
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,80	g/dL
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	98	U/L
α-AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	213	U/L
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	112	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	3,00	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,85	mg/dL
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	11,4	mg/dL
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	350	U/L
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	97	mEq/dL
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	157	mg/dL
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5366	U/L
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) – não compensado	3,84	mg/dL
FERRO	(FER)	Ferrozine	214	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	214	U/L
FOSFORO	(FOS)	UV de ponto final (Fosfomolibdato)	5,03	mg/dL
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	93	U/L
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	212	mg/dL
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Lactato-Piruvato)	543,00	U/L
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,49	mmol/L
			31,45	mg/dL
LIPASE	(LIP)	Enzimático colorimétrico	101	U/L
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	2,71	mg/dL
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	5,45	g/dL
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	125	mg/dL
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	93	mg/dL