vyttra

VYTCON BQ II

LOTE: 2507600

VAL: 08/2026

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	9,89	mg/dL	8,41	11,37	0,74
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	4,99	g/dL	4,24	5,74	0,37
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	119,0	U/L	71,4	166,5	23,8
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	167	U/L	84	251	42
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	264,00	UI/mL	132,00	396,00	66,00
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	148,7	U/L	104,1	193,3	22,3
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,92	mg/dL	2,04	3,79	0,44
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,03	mg/dL	2,42	5,65	0,81
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	13,8	mg/dL	11,7	15,9	1,0
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	260	U/L	156	364	52
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	103	mEq/dL	89	116	7
		ISE	113	mmol/L	98	127	7
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	163	mg/dL	139	188	12
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	8692	U/L	6953	10430	869
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) – compensado	3,26	mg/dL	1,96	4,57	0,65
		Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) – não compensado	3,58	mg/dL	2,15	5,01	0,72
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	197,0	ng/mL	137,9	256,0	29,5
FERRO	(FER)	Ferrozine	281	µg/dL	197	365	42
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	238	U/L	119	358	60
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	7,87	mg/dL	6,30	9,44	0,79
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	168	U/L	101	236	34
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	271	mg/dL	236	307	18
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	49,6	mg/dL	34,7	64,4	7,4
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,81	mmol/L	2,66	4,95	0,57
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	34,28	mg/dL	24,00	44,57	5,14
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato)	569	U/L	342	797	114
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	99,8	mg/dL	87,8	111,8	6,0
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	120	U/L	75	166	23
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	3,19	mg/dL	2,39	3,98	0,40
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	5,31	mg/dL	2,28	8,33	1,51
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	6,08	mEq/dL	4,86	7,30	0,61
		ISE	6,69	mmol/L	5,35	8,03	0,67
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	7,92	g/dL	6,97	8,87	0,48
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	137,0	mEq/dL	123,3	150,7	6,9
		ISE	154,8	mmol/L	139,3	170,3	7,7
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	358,00	mg/dL	344,40	371,60	6,80
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	215	mg/dL	181	250	17,2
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	144,9	µg/dL	101,4	188,4	21,7
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	113	mg/dL	93	133	10

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.