vyttra

VYTCON BQ I

LOTE: 2508746

VAL: 10/2026

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	4,52	mg/dL	3,84	5,20	0,34
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,29	g/dL	2,80	3,78	0,25
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	56,9	U/L	34,1	79,6	11,4
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	68	U/L	34	102	17
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	136,00	UI/mL	68,00	204,00	34,00
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	53,6	U/L	37,5	69,7	8,0
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	1,11	mg/dL	0,78	1,44	0,17
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	1,16	mg/dL	0,70	1,63	0,23
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	9,2	mg/dL	7,8	10,5	0,7
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	135	U/L	81	189	27
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	89	mEq/dL	77	101	6
		ISE	90	mmol/L	78	101	6
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	97	mg/dL	83	112	7
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5459	U/L	4367	6551	546
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé)	0,94	mg/dL	0,56	1,31	0,19
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	88,7	ng/mL	62,1	115,3	13,3
FERRO	(FER)	Ferrozine	119	µg/dL	84	155	18
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	97	U/L	49	146	24
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	3,27	mg/dL	2,62	3,92	0,33
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	54	U/L	32	75	11
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	110	mg/dL	95	124	7
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	28,0	mg/dL	19,6	36,4	4,2
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	1,66	mmol/L	1,16	2,16	0,25
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	14,96	mg/dL	10,47	19,45	2,24
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato)	324	U/L	194	453	65
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	61,4	mg/dL	54,0	68,8	3,7
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	46	U/L	28	63	9
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	1,80	mg/dL	1,35	2,24	0,22
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	0,42	mg/dL	0,18	0,65	0,12
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	3,57	mEq/dL	2,86	4,28	0,36
		ISE	3,81	mmol/L	3,05	4,57	0,38
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	4,99	g/dL	4,39	5,59	0,30
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	112,0	mEq/dL	100,8	123,2	5,6
		ISE	121,9	mmol/L	109,7	134,1	6,1
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	206,00	mg/dL	198,17	213,83	3,91
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	107	mg/dL	90	124	8,6
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	222,4	µg/dL	155,6	289,1	22,2
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	39	mg/dL	32	46	4

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.