vyttra

VYTCON BQ I

LOTE: 2510913

VAL: 10/2026

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	4,43	mg/dL	3,77	5,10	0,33
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,11	g/dL	2,64	3,57	0,23
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	64,3	U/L	38,6	90,0	12,9
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	75	U/L	38	113	19
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	135,00	UI/mL	67,50	202,50	33,75
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	52,0	U/L	36,4	67,6	7,8
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	0,92	mg/dL	0,64	1,19	0,14
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	1,14	mg/dL	0,68	1,59	0,23
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	8,4	mg/dL	7,2	9,7	0,6
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	129	U/L	78	181	26
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	84	mEq/dL	73	94	6
		ISE	84	mmol/L	73	95	5
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	104	mg/dL	89	120	8
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5870	U/L	4696	7044	587
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé)	1,06	mg/dL	0,51	1,60	0,27
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	90,5	ng/mL	63,3	117,6	13,6
FERRO	(FER)	Ferrozine	105	µg/dL	74	137	16
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	93	U/L	47	140	23
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	3,29	mg/dL	2,63	3,94	0,33
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	60	U/L	36	83	12
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	100	mg/dL	87	113	6
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	28,6	mg/dL	20,0	37,2	4,3
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	1,19	mmol/L	0,83	1,54	0,18
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	10,70	mg/dL	7,49	13,91	1,61
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato)	316	U/L	190	443	63
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	61,4	mg/dL	54,0	68,8	3,7
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	73	U/L	45	100	14
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	1,84	mg/dL	1,38	2,30	0,23
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	0,50	mg/dL	0,21	0,78	0,14
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	3,57	mEq/dL	2,86	4,28	0,36
		ISE	3,57	mmol/L	2,85	4,28	0,36
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	5,14	g/dL	4,52	5,75	0,31
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	112,0	mEq/dL	100,8	123,2	5,6
		ISE	117,5	mmol/L	105,8	129,3	5,9
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	206,00	mg/dL	198,17	213,83	3,91
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	106	mg/dL	89	123	8,5
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	213,9	µg/dL	175,4	252,4	19,3
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	41	mg/dL	34	49	4

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.