vyttra

VYTCAL MULTICALIBRADOR UNIVERSAL BIOQUÍMICA CLÍNICA

LOTE: 2510946

VALIDADE: 12/2026

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	VALOR	UNIDADE
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	4,99	mg/dL
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,68	g/dL
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	113	U/L
α-AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	230	U/L
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	111	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,55	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,76	mg/dL
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	11,1	mg/dL
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	346	U/L
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	93	mEq/dL
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	165	mg/dL
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5540	U/L
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) – não compensado	3,74	mg/dL
FERRO	(FER)	Ferrozine	185	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	219	U/L
FOSFORO	(FOS)	UV de ponto final (Fosfomolibdato)	5,20	mg/dL
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	102	U/L
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	190	mg/dL
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Lactato-Piruvato)	522,00	U/L
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	2,63	mmol/L
			23,70	mg/dL
LIPASE	(LIP)	Enzimático colorimétrico	144	U/L
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	2,72	mg/dL
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	5,72	g/dL
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	126	mg/dL
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	252	µg/dL
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	103	mg/dL