vyttra

VYTCON BQ II

LOTE: 2512076

VAL: 09/2027

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	9,84	mg/dL	8,37	11,32	0,74
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	4,71	g/dL	4,00	5,41	0,35
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	135,1	U/L	81,1	189,1	27,0
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	189	U/L	95	284	47
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	264,00	UI/mL	132,00	396,00	66,00
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	148,7	U/L	104,1	193,3	22,3
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,37	mg/dL	1,66	3,09	0,36
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,17	mg/dL	2,50	5,84	0,83
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	13,0	mg/dL	11,0	14,9	1,0
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	230	U/L	138	322	46
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	97	mEq/dL	85	110	6
		ISE	106	mmol/L	92	120	7
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	172	mg/dL	146	197	13
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	9949	U/L	7959	11939	995
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé)	3,58	mg/dL	2,03	5,13	0,78
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	210,7	ng/mL	147,5	273,9	31,6
FERRO	(FER)	Ferrozine	239	µg/dL	167	310	36
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	216	U/L	108	324	54
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	7,44	mg/dL	5,95	8,93	0,74
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	185	U/L	111	259	37
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	233	mg/dL	202	263	15
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	48,1	mg/dL	33,6	62,5	7,2
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	2,73	mmol/L	1,91	3,55	0,41
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	24,61	mg/dL	17,23	32,00	3,69
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato)	578	U/L	347	810	116
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	97,3	mg/dL	85,6	109,0	5,8
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	156	U/L	97	216	30
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	3,17	mg/dL	2,37	3,96	0,40
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	5,17	mg/dL	2,22	8,12	1,47
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	6,08	mEq/dL	4,86	7,30	0,61
		ISE	6,25	mmol/L	5,00	7,50	0,62
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	8,25	g/dL	7,26	9,24	0,49
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	137,0	mEq/dL	123,3	150,7	6,9
		ISE	145,0	mmol/L	130,5	159,5	7,3
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	358,00	mg/dL	344,40	371,60	6,80
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	196	mg/dL	165	228	15,7
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	264,3	µg/dL	216,7	311,9	23,8
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	123	mg/dL	101	146	11

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.