vyttra

VYTCAL MULTICALIBRADOR UNIVERSAL BIOQUÍMICA CLÍNICA

LOTE: 2603195

VALIDADE: 12/2027

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	VALOR	UNIDADE
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	5,10	mg/dL
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,52	g/dL
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	114	U/L
α-AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	231	U/L
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	98	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,50	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,45	mg/dL
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	10,7	mg/dL
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	316	U/L
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	99	mEq/dL
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	155	mg/dL
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5630	U/L
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) – não compensado - SORO	3,55	mg/dL
		Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) – URINA	4,84	mg/dL
FERRO	(FER)	Ferrozine	172	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	211	U/L
FOSFORO	(FOS)	UV de ponto final (Fosfomolibdato)	5,87	mg/dL
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	96	U/L
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	189	mg/dL
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Lactato-Piruvato)	542,00	U/L
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,23	mmol/L
			29,14	mg/dL
LIPASE	(LIP)	Enzimático colorimétrico	118	U/L
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	2,70	mg/dL
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	5,68	g/dL
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	120	mg/dL
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	149	µg/dL
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	97	mg/dL