vyttra

VYTCON BQ I

LOTE: 2603214

VAL: 11/2027

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	4,46	mg/dL	3,79	5,13	0,33
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,07	g/dL	2,61	3,53	0,23
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	55,7	U/L	33,4	77,9	11,1
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	76	U/L	38	113	19
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	130,00	UI/mL	65,00	195,00	32,50
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	52,4	U/L	36,7	68,1	7,9
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	0,94	mg/dL	0,66	1,22	0,14
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	1,18	mg/dL	0,71	1,65	0,24
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	8,5	mg/dL	7,2	9,8	0,6
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	132	U/L	79	185	26
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	86	mEq/dL	75	97	6
		ISE	87	mmol/L	76	98	6
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	95	mg/dL	80	109	7
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5846	U/L	4677	7015	585
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) - SORO	1,06	mg/dL	0,52	1,61	0,27
		Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) - URINA	1,85	mg/dL	1,11	2,60	0,37
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	95,6	ng/mL	66,9	124,3	14,3
FERRO	(FER)	Ferrozine	110	µg/dL	77	142	16
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinético IFCC	88	U/L	44	132	22
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	3,59	mg/dL	2,87	4,30	0,36
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	46	U/L	28	64	9
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	103	mg/dL	90	116	7
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	26,2	mg/dL	18,3	34,1	3,9
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	1,47	mmol/L	1,02	1,90	0,22
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	13,20	mg/dL	9,23	17,16	1,98
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato - Lactato) DGKC	320	U/L	192	448	64
		Cinético UV (Lactato - Piruvato) IFCC	162	U/L	97	227	32
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	55,6	mg/dL	48,9	62,3	3,3
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	62	U/L	38	85	12
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	1,86	mg/dL	1,39	2,32	0,23
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	0,48	mg/dL	0,21	0,76	0,14
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	3,71	mEq/dL	2,97	4,45	0,37
		ISE	3,77	mmol/L	3,02	4,53	0,38
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	5,05	g/dL	4,44	5,66	0,30
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	114,0	mEq/dL	102,6	125,4	5,7
		ISE	119,8	mmol/L	107,9	131,8	6,0
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	207,00	mg/dL	199,13	214,87	3,93
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	106	mg/dL	89	123	8,5
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	110,5	µg/dL	90,6	130,4	9,9
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	41	mg/dL	34	49	4

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.