FDS006 - FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. Identificação

Nome do produto: Hemoclean LMG
Código do produto: HMG010603038EN
Uso recomendado: Somente para uso in vitro
Nome da empresa: Vyttra Diagnósticos S.A.
Endereço: Av. Radamés Lo Sardo, 222 – CEP: 12.908-829 – Bragança Paulista – SP – Brasil
Telefone de emergência: (11) 4035-8500
CNPJ: 00.904.728/0012-09
E-mail: digitalcare@vyttra.com
Responsável Técnico: Patrícia Yamaguti – CRF-SP: 32622

2. Identificação de perigos

Classificação GHS da mistura:
Mistura não classificada como perigosa segundo ABNT NBR 14725-2
- Lesões oculares graves (Categoria 1)

Elementos de rotulagem:
- Palavra de advertência: PERIGO
- Pictograma:



- Frases de perigo (H):
  - Produto não classificado como perigoso

- Frases de precaução (P):
  - P260: Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis
  - P264: Lave cuidadosamente após o manuseio
  - P280: Use luvas, vestuário, proteção ocular e facial

- P301+P330+P331: Em caso de ingestão: enxágue a boca. NÃO provoque vômito
- P303+P361+P353: Em caso de contato com a pele: retire roupas contaminadas e enxágue com água
- P305+P351+P338: Em caso de contato com os olhos: enxágue com água por vários minutos
- P310: Contate imediatamente o médico
- P405: Armazene em local fechado
- P501: Descarte o conteúdo/recipiente conforme regulamentação local

- Outros perigos que não resultam de uma classificação: Não disponível

3. Composição e informações sobre os ingredientes

- Alquilfenolpolioxietileno (<15,00%)
- Proteinase (<1,0%)
- Água deionizada (q.s.p.)

4. Medidas de primeiros socorros

Contato com os olhos: Lavar com água em abundância. Procurar auxílio médico.
Contato com a pele: Lavar com água corrente. Retirar roupas contaminadas.
Inalação: Levar a vítima para local ventilado. Procurar auxílio médico.
Ingestão: Não provocar vômito. Enxaguar a boca e procurar atendimento médico imediato.
Sintomas: Queimaduras na pele, olhos, vias respiratórias.
Tratamento: Suporte clínico conforme sintomas.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção: Água, CO2, pó químico, espuma.
Riscos específicos: Produto não inflamável.
Proteção para bombeiros: Respirador autônomo e vestimenta de proteção.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Para o pessoal: Utilizar EPI adequado. Evitar contato com a pele, olhos e roupas.
Meio ambiente: Evitar contaminação de cursos d'água. Descartar resíduos corretamente.
Métodos de contenção: Usar material absorvente. Armazenar em recipiente seguro.

Av. Radamés Lo Sardo, 222
Uberaba - Bragança Paulista - SP
CEP: 12908-829

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio: Utilize sempre equipamentos de proteção individual adequados. Evite contato direto com a pele, olhos e roupas. Não manipule o produto próximo a fontes de ignição ou alimentos. Após o uso, lave as mãos cuidadosamente. Assegure ventilação adequada durante o manuseio.

Armazenamento: Armazenar o produto em local seco, bem ventilado, com temperatura controlada entre 15°C e 30°C, ao abrigo de luz solar direta, fontes de calor e umidade excessiva. Armazene em recipientes originais, fechados e devidamente rotulados para evitar acidentes ou contaminações.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle: é recomendada a exposição mínima possível ao produto. Não existem limites específicos estabelecidos para os componentes deste produto, porém recomenda-se sempre controle rigoroso.

Medidas de controle de engenharia: utilize em locais com ventilação adequada. Ambientes de trabalho devem possuir chuveiros de segurança e lava-olhos de emergência próximos às áreas de manipulação.

Equipamentos de proteção individual (EPI):
- Proteção ocular/facial: Óculos de segurança com proteção lateral ou proteção facial completa.
- Proteção dérmica: Luvas resistentes a produtos químicos (borracha nitrílica ou neoprene), vestuário protetor apropriado como jaleco de laboratório impermeável e botas de segurança.
- Proteção respiratória: Máscara respiratória com filtros apropriados para vapores orgânicos e gases tóxicos, especialmente em ambientes pouco ventilados ou em emergências.

9. Propriedades físico-químicas

Aparência: Solução límpida, incolor a levemente amarelada.
Odor: Característico.
pH: 7,00 – 7,70
Ponto de fusão/ebulição: Não aplicável.

Revisão: 00
03/2025

Inflamabilidade: Não inflamável.
Densidade: Não aplicável.
Solubilidade: Solúvel em água.

10. Estabilidade e reatividade

Estável sob condições normais.
Evitar: Calor, luz intensa, materiais incompatíveis (ácidos, aldeídos).
Reações perigosas: Nenhuma conhecida.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda: Dados não disponíveis.
Efeitos locais: Pode causar queimaduras e lesões oculares.
Irritação dérmica: Sim.
Sensibilização: Não disponível.

12. Informações ecológicas

Ecotoxicidade: Não determinada.
Persistência/degradabilidade: Produto degradável.
Potencial bioacumulativo: Baixo
Outros efeitos: Evitar descarte em esgoto ou solo sem tratamento.

13. Considerações sobre tratamento e disposição

O reagente deve ser descartado segundo normas pré-determinadas pela ANVISA, de acordo com as leis federais ou locais de cada município, visando à preservação do meio ambiente. Consultar a RDC nº 222 de 28/03/2018.

As embalagens contaminadas devem ser tratadas como resíduo químico perigoso. O método mais seguro de descarte é a incineração em local devidamente licenciado. A disposição não controlada é proibida.

Av. Radamés Lo Sardo, 222
Uberaba - Bragança Paulista - SP
CEP: 12908-829

14. Informações sobre transporte

Regulamentações aplicáveis:

- Transporte terrestre: Produto classificado como corrosivo segundo as normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Deve ser transportado com identificação clara, embalagem adequada para produtos corrosivos e em veículos que possuam equipamentos para emergências químicas.
- Transporte aéreo (IATA): Classificado como produto corrosivo. Deve seguir as regulamentações específicas da International Air Transport Association (IATA), utilizando embalagens homologadas para substâncias perigosas.
- Transporte marítimo (IMDG): Classificado como produto corrosivo conforme o International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG). Deve ser transportado em conformidade com os requisitos internacionais para segurança e proteção ambiental no transporte marítimo.

15. Regulamentações

Atende à RDC nº 665/2022, RDC nº 222/2018, RDC nº 624/2022, RDC nº 777/2023 e ABNT NBR 14725:2023.

16. Outras informações

As informações aqui contidas baseiam-se nos dados disponíveis e são fornecidas com o intuito de orientação para uso seguro.
Responsabilidade do usuário observar legislações e práticas adequadas ao uso do produto.

Av. Radamés Lo Sardo, 222
Uberaba - Bragança Paulista - SP
CEP: 12908-829

vyttra.com