## VYTCON BQ I

**LOTE: 2607469**

**VAL: 11/2027**

| ANALITO | SIGLA | METODOLOGIA | MÉDIA | UNIDADE | MÍNIMO | MÁXIMO | 2-DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO ÚRICO | (AUR) | Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder) | 4,62 | mg/dL | 3,93 | 5,31 | 0,35 |
| ALBUMINA | (ALB) | Verde de Bromocresol (VBC) | 3,36 | g/dL | 2,86 | 3,86 | 0,25 |
| ALANINA AMINOTRANSFERASE | (ALT/TGP) | Cinético UV | 47,7 | U/L | 28,6 | 66,8 | 9,5 |
| AMILASE | (AMI) | Cinético CNPG / Cinético IFCC | 75 | U/L | 45 | 105 | 15 |
| ANTI ESTREPTOLISINA-O | (AEO/ASO) | Imunoturbidimetria | 123,00 | UI/mL | 92,25 | 153,75 | 15,38 |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASE | (AST/TGO) | Cinético UV | 49,0 | U/L | 34,3 | 63,7 | 7,4 |
| BILIRRUBINA DIRETA | (BILD) | DCA (Dicloroanilina Diazotada) | 1,02 | mg/dL | 0,66 | 1,38 | 0,18 |
| BILIRRUBINA TOTAL | (BILT) | DCA (Dicloroanilina Diazotada) | 1,06 | mg/dL | 0,69 | 1,43 | 0,19 |
| CALCIO | (CAL) | Arsenazo III | 9,0 | mg/dL | 7,7 | 10,4 | 0,7 |
| CKNAC | (CPK) | Cinético UV | 146 | U/L | 110 | 183 | 18 |
| CLORETO | (CLO) | Tiocianato de Mercúrio | 91 | mEq/dL | 79 | 103 | 6 |
| | | ISE | 87 | mmol/L | 76 | 98 | 6 |
| COLESTEROL | (COL) | Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder) | 93 | mg/dL | 79 | 107 | 7 |
| COLINESTERASE | (COLI) | Enzimático Colorimetrico (DGKC) | 5846 | U/L | 4385 | 7308 | 731 |
| CREATININA | (CRE) | Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) | 1,11 | mg/dL | 0,67 | 1,55 | 0,22 |
| FERRITINA | (FERRI) | Imunoturbidimetria | 95,6 | ng/mL | 66,9 | 124,3 | 14,3 |
| FERRO | (FER) | Ferrozine | 115 | µg/dL | 81 | 150 | 17 |
| FOSFATASE ALCALINA | (FAL) | Cinético IFCC | 105 | U/L | 63 | 147 | 21 |
| FOSFORO | (FOS) | UV de Ponto Final (Fosfomolibdato) | 3,43 | mg/dL | 2,74 | 4,12 | 0,34 |
| GAMA-GT | (GGT) | SZASZ Modificado (IFCC) | 41 | U/L | 29 | 53 | 6 |
| GLICOSE | (GLI) | Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder) | 102 | mg/dL | 89 | 115 | 7 |
| HDL COLESTEROL | (HDL) | Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo) | 27,7 | mg/dL | 19,4 | 36,0 | 4,2 |
| LACTATO | (LAC) | Enzimático Colorimétrico (Trinder) | 1,55 | mmol/L | 1,09 | 2,02 | 0,23 |
| | | Enzimático Colorimétrico (Trinder) | 14,00 | mg/dL | 9,80 | 18,20 | 2,10 |
| LACTATO DESIDROGENASE | (LDH) | Cinético UV (Piruvato - Lactato ) DGKC | 320 | U/L | 224 | 416 | 48 |
| | | Cinético UV (Lactato - Piruvato ) IFCC | 162 | U/L | 113 | 211 | 24 |
| LDL COLESTEROL | (LDL) | Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo) | 52,5 | mg/dL | 36,8 | 68,3 | 7,9 |
| LIPASE | (LIP) | Enzimático Colorimétrico | 57 | U/L | 35 | 79 | 11 |
| MAGNÉSIO | (MAG) | Azul de Xilidil | 1,87 | mg/dL | 1,40 | 2,34 | 0,23 |
| PROTEÍNA C REATIVA | (PCR) | Imunoturbidimetria | 0,60 | mg/dL | 0,20 | 1,00 | 0,20 |
| POTÁSSIO | ($K^+$) | Enzimático Colorimétrico | 3,71 | mEq/dL | 2,97 | 4,45 | 0,37 |
| | | ISE | 3,77 | mmol/L | 3,02 | 4,53 | 0,38 |
| PROTEÍNA TOTAL | (PRT) | Biureto | 4,90 | g/dL | 4,31 | 5,49 | 0,29 |
| SÓDIO | ($Na^+$) | Enzimático Colorimétrico | 114,0 | mEq/dL | 102,6 | 125,4 | 5,7 |
| | | ISE | 119,8 | mmol/L | 107,8 | 131,8 | 6,0 |
| TRANSFERRINA | (TRANSF) | Imunoturbidimetria | 207,00 | mg/dL | 165,60 | 248,40 | 20,70 |
| TRIGLICÉRIDES | (TRI) | Enzimático Colorimétrico (Trinder) | 125 | mg/dL | 105 | 145 | 10,0 |
| UIBC | (UIBC) | Ferrozine | 115,0 | µg/dL | 80,5 | 149,5 | 17,3 |
| UREIA | (URE) | Cinético UV (Urease) | 41 | mg/dL | 33 | 49 | 4 |

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.