vyttra

VYTCON BQ II

LOTE: 2603194

VAL: 11/2027

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	9,80	mg/dL	8,33	11,27	0,73
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	4,73	g/dL	4,02	5,44	0,35
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	132,8	U/L	79,7	185,9	26,6
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	168	U/L	84	252	42
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	265,00	UI/mL	132,50	397,50	66,25
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	149,5	U/L	104,6	194,3	22,4
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,75	mg/dL	1,93	3,58	0,41
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,16	mg/dL	2,49	5,82	0,83
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	13,6	mg/dL	11,6	15,6	1,0
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	241	U/L	144	337	48
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	100	mEq/dL	87	113	6
		ISE	111	mmol/L	97	126	7
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	164	mg/dL	139	189	12
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	9243	U/L	7394	11092	924
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) - SORO	3,79	mg/dL	2,27	5,31	0,76
		Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) - URINA	5,72	mg/dL	3,43	8,01	1,14
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	181,1	ng/mL	60,4	112,2	13,0
FERRO	(FER)	Ferrozine	262	µg/dL	183	340	39
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	203	U/L	101	304	51
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	7,74	mg/dL	6,19	9,29	0,77
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	171	U/L	103	240	34
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	261	mg/dL	227	295	17
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	55,2	mg/dL	38,6	71,7	8,2
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,60	mmol/L	2,52	4,68	0,54
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	32,45	mg/dL	22,72	42,19	4,87
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato)	595	U/L	357	833	119
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	100,0	mg/dL	88,0	112,0	6,0
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	104	U/L	65	144	20
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	3,22	mg/dL	2,41	4,02	0,40
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	5,70	mg/dL	2,45	8,94	1,62
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	6,10	mEq/dL	4,88	7,32	0,61
		ISE	6,55	mmol/L	5,24	7,86	0,65
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	7,64	g/dL	6,73	8,56	0,46
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	139,0	mEq/dL	125,1	152,9	7,0
		ISE	152,6	mmol/L	137,4	167,9	7,6
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	359,00	mg/dL	345,40	372,60	6,82
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	204	mg/dL	172	237	16,3
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	131,6	µg/dL	107,9	155,3	11,8
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	107	mg/dL	87	126	10

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.