vyttra

VYTCAL MULTICALIBRADOR UNIVERSAL BIOQUÍMICA CLÍNICA

LOTE: 2607471

VALIDADE: 12/2027

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	VALOR	UNIDADE
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	5,46	mg/dL
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	3,84	g/dL
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	98	U/L
α-AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	237	U/L
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	94	U/L
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,65	mg/dL
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	4,10	mg/dL
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	11,2	mg/dL
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	354	U/L
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	99	mEq/dL
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	153	mg/dL
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	5630	U/L
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato alcalino - Jaffé) – não compensado	3,82	mg/dL
FERRO	(FER)	Ferrozine	203	µg/dL
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	239	U/L
FOSFORO	(FOS)	UV de ponto final (Fosfomolibdato)	5,26	mg/dL
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	91	U/L
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	195	mg/dL
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato) - DGKC	542,00	U/L
		Cinético UV (Lactato-Piruvato) - IFCC	275,00	U/L
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,37	mmol/L
			30,36	mg/dL
LIPASE	(LIP)	Enzimático colorimétrico	98	U/L
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	2,72	mg/dL
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	5,36	g/dL
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	137	mg/dL
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	149	µg/dL
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	101	mg/dL