## VYTCON BQ I

**LOTE: 2608583**

**VAL: 09/2027**

| ANALITO | SIGLA | METODOLOGIA | MÉDIA | UNIDADE | MÍNIMO | MÁXIMO | 2-DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO ÚRICO | (AUR) | Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder) | 4,62 | mg/dL | 3,93 | 5,31 | 0,35 |
| ALBUMINA | (ALB) | Verde de Bromocresol (VBC) | 3,35 | g/dL | 2,85 | 3,85 | 0,25 |
| ALANINA AMINOTRANSFERASE | (ALT/TGP) | Cinético UV | 48,1 | U/L | 28,8 | 67,3 | 9,6 |
| AMILASE | (AMI) | Cinético CNPG / Cinético IFCC | 80 | U/L | 48 | 112 | 16 |
| ANTI ESTREPTOLISINA-O | (AEO/ASO) | Imunoturbidimetria | 117,10 | UI/mL | 87,82 | 146,37 | 14,64 |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASE | (AST/TGO) | Cinético UV | 49,4 | U/L | 34,5 | 64,2 | 7,4 |
| BILIRRUBINA DIRETA | (BILD) | DCA (Dicloroanilina Diazotada) | 1,03 | mg/dL | 0,67 | 1,39 | 0,18 |
| BILIRRUBINA TOTAL | (BILT) | DCA (Dicloroanilina Diazotada) | 1,09 | mg/dL | 0,71 | 1,47 | 0,19 |
| CALCIO | (CAL) | Arsenazo III | 8,9 | mg/dL | 7,6 | 10,2 | 0,7 |
| CKNAC | (CPK) | Cinético UV | 151 | U/L | 113 | 189 | 19 |
| CLORETO | (CLO) | Tiocianato de Mercúrio | 91 | mEq/dL | 79 | 103 | 6 |
| | | ISE | 91 | mmol/L | 80 | 103 | 6 |
| COLESTEROL | (COL) | Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder) | 98 | mg/dL | 83 | 113 | 7 |
| COLINESTERASE | (COLI) | Enzimático Colorimetrico (DGKC) | 5846 | U/L | 4385 | 7308 | 731 |
| CREATININA | (CRE) | Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé) | 1,19 | mg/dL | 0,71 | 1,67 | 0,24 |
| FERRITINA | (FERRI) | Imunoturbidimetria | 93,7 | ng/mL | 65,6 | 121,8 | 14,1 |
| FERRO | (FER) | Ferrozine | 116 | µg/dL | 81 | 151 | 17 |
| FOSFATASE ALCALINA | (FAL) | Cinético IFCC | 94 | U/L | 56 | 131 | 19 |
| FOSFORO | (FOS) | UV de Ponto Final (Fosfomolibdato) | 4,30 | mg/dL | 3,44 | 5,16 | 0,43 |
| GAMA-GT | (GGT) | SZASZ Modificado (IFCC) | 42 | U/L | 29 | 55 | 6 |
| GLICOSE | (GLI) | Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder) | 106 | mg/dL | 92 | 120 | 7 |
| HDL COLESTEROL | (HDL) | Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo) | 28,0 | mg/dL | 19,6 | 36,4 | 4,2 |
| LACTATO | (LAC) | Enzimático Colorimétrico (Trinder) | 1,55 | mmol/L | 1,08 | 2,01 | 0,23 |
| | | Enzimático Colorimétrico (Trinder) | 13,94 | mg/dL | 9,76 | 18,12 | 2,09 |
| LACTATO DESIDROGENASE | (LDH) | Cinético UV (Piruvato - Lactato ) DGKC | 346 | U/L | 242 | 450 | 52 |
| | | Cinético UV (Lactato - Piruvato ) IFCC | 168 | U/L | 117 | 218 | 25 |
| LDL COLESTEROL | (LDL) | Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo) | 56,0 | mg/dL | 39,2 | 72,8 | 8,4 |
| LIPASE | (LIP) | Enzimático Colorimétrico | 60 | U/L | 37 | 83 | 11 |
| MAGNÉSIO | (MAG) | Azul de Xilidil | 1,95 | mg/dL | 1,46 | 2,44 | 0,24 |
| PROTEÍNA C REATIVA | (PCR) | Imunoturbidimetria | 0,60 | mg/dL | 0,20 | 1,00 | 0,20 |
| POTÁSSIO | ($K^+$) | Enzimático Colorimétrico | 3,84 | mEq/dL | 3,07 | 4,61 | 0,38 |
| | | ISE | 4,10 | mmol/L | 3,28 | 4,92 | 0,41 |
| PROTEÍNA TOTAL | (PRT) | Biureto | 5,00 | g/dL | 4,40 | 5,60 | 0,30 |
| SÓDIO | ($Na^+$) | Enzimático Colorimétrico | 116,0 | mEq/dL | 104,4 | 127,6 | 5,8 |
| | | ISE | 124,0 | mmol/L | 111,6 | 136,4 | 6,2 |
| TRANSFERRINA | (TRANSF) | Imunoturbidimetria | 213,00 | mg/dL | 204,91 | 221,09 | 4,05 |
| TRIGLICÉRIDES | (TRI) | Enzimático Colorimétrico (Trinder) | 129 | mg/dL | 108 | 150 | 10,5 |
| UIBC | (UIBC) | Ferrozine | 128,0 | µg/dL | 89,6 | 166,4 | 19,2 |
| UREIA | (URE) | Cinético UV (Urease) | 42 | mg/dL | 34 | 50 | 4 |

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.