vyttra

VYTCON BQ II

LOTE: 2609640

VAL: 03/2028

ANALITO	SIGLA	METODOLOGIA	MÉDIA	UNIDADE	MÍNIMO	MÁXIMO	2-DP
ÁCIDO ÚRICO	(AUR)	Enzimático Colorimétrico – UOD-PAP (Trinder)	10,15	mg/dL	8,63	11,67	0,76
ALBUMINA	(ALB)	Verde de Bromocresol (VBC)	4,88	g/dL	4,15	5,61	0,37
ALANINA AMINOTRANSFERASE	(ALT/TGP)	Cinético UV	131,0	U/L	78,6	183,4	26,2
AMILASE	(AMI)	Cinético CNPG / Cinético IFCC	191	U/L	115	267	38
ANTI ESTREPTOLISINA-O	(AEO/ASO)	Imunoturbidimetria	260,00	UI/mL	195,00	325,00	32,50
ASPARTATO AMINOTRANSFERASE	(AST/TGO)	Cinético UV	141,0	U/L	98,7	183,3	21,2
BILIRRUBINA DIRETA	(BILD)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	2,52	mg/dL	1,64	3,40	0,44
BILIRRUBINA TOTAL	(BILT)	DCA (Dicloroanilina Diazotada)	3,66	mg/dL	2,38	4,94	0,64
CALCIO	(CAL)	Arsenazo III	13,8	mg/dL	11,7	15,9	1,0
CKNAC	(CPK)	Cinético UV	273	U/L	205	341	34
CLORETO	(CLO)	Tiocianato de Mercúrio	104	mEq/dL	90	118	7
		ISE	111	mmol/L	97	126	7
COLESTEROL	(COL)	Enzimático Colorimétrico – COD-PAP (Trinder)	176	mg/dL	150	202	13
COLINESTERASE	(COLI)	Enzimático Colorimetrico (DGKC)	9243	U/L	6932	11554	1155
CREATININA	(CRE)	Colorimétrico (Picrato Alcalino - Jaffé)	4,09	mg/dL	2,45	5,73	0,82
FERRITINA	(FERRI)	Imunoturbidimetria	181,1	ng/mL	126,8	235,4	27,2
FERRO	(FER)	Ferrozine	265	µg/dL	186	345	40
FOSFATASE ALCALINA	(FAL)	Cinética IFCC	243	U/L	146	340	49
FOSFORO	(FOS)	UV de Ponto Final (Fosfomolibdato)	8,75	mg/dL	7,00	10,50	0,88
GAMA-GT	(GGT)	SZASZ Modificado (IFCC)	175	U/L	123	228	26
GLICOSE	(GLI)	Enzimático Colorimétrico – GOD-PAP (Trinder)	243	mg/dL	211	275	16
HDL COLESTEROL	(HDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	59,1	mg/dL	41,4	76,8	8,9
LACTATO	(LAC)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	3,81	mmol/L	2,67	4,96	0,57
		Enzimático Colorimétrico (Trinder)	34,34	mg/dL	24,04	44,64	5,15
LACTATO DESIDROGENASE	(LDH)	Cinético UV (Piruvato-Lactato) - DGKC	596	U/L	417	775	89
		Cinético UV (Lactato-Piruvato) - IFCC	304	U/L	213	395	46
LDL COLESTEROL	(LDL)	Enzimático Colorimétrico (Surfactante seletivo)	94,0	mg/dL	65,8	122,2	14,1
LIPASE	(LIP)	Enzimático Colorimétrico	108	U/L	67	149	21
MAGNÉSIO	(MAG)	Azul de Xilidil	3,32	mg/dL	2,49	4,15	0,42
PROTEÍNA C REATIVA	(PCR)	Imunoturbidimetria	5,17	mg/dL	2,84	7,50	1,16
POTÁSSIO	(K^+)	Enzimático Colorimétrico	6,10	mmol/L	4,88	7,32	0,61
		ISE	6,55	mmol/L	5,24	7,86	0,65
PROTEÍNA TOTAL	(PRT)	Biureto	7,85	g/dL	6,91	8,79	0,47
SÓDIO	(Na^+)	Enzimático Colorimétrico	139,0	mmol/L	125,1	152,9	7,0
		ISE	152,6	mmol/L	137,4	167,9	7,6
TRANSFERRINA	(TRANSF)	Imunoturbidimetria	359,00	mg/dL	345,40	372,60	6,80
TRIGLICÉRIDES	(TRI)	Enzimático Colorimétrico (Trinder)	228	mg/dL	192	264	18,2
UIBC	(UIBC)	Ferrozine	137,0	µg/dL	95,9	178,1	20,6
UREIA	(URE)	Cinético UV (Urease)	122	mg/dL	100	144	11

Os valores listados na tabela acima são uma referência inicial para o uso do produto. É recomendável que cada laboratório estabeleça o intervalo de variação nas condições de seu sistema analítico.